

● EPODOC / EPO

PN - DE20005866U U 20010201
PD - 2001-02-01
PR - DE20002005866U 20000330
OPD - 2000-03-30
PA - NOTH ELISABETH (DE)
ICO - K61F13/15A22
EC - A61F13/15B
IC - A61B9/00

● WPI / DERWENT

TI - Special dressing for dogs and cats with any type of body injury has one-piece body made of stretchable cotton rep and washable up to 90 degrees C

PR - DE20002005866U 20000330

PN - DE20005866U U1 20010201 DW200149 A61B9/00 005pp

PA - (NOTH-I) NOTH E

IC - A61B9/00

AB - DE20005866 NOVELTY - The dressing is a one-piece body made of stretchable cotton rep and washable up to 90 degrees C. The body is designed to completely cover the body of the animal, and *sleeves* has small bands in the region of the forelegs and back legs. In the region of the back the body has a Velcro fastener. The body can be manufactured with different measurements to suit different sizes of animal.

- USE - The special dressing is for dogs and cats which have any type of body injury.

- ADVANTAGE - A wound can be protected without it being closed off airtight and remains protected even when the animal is left unsupervised and without limiting its freedom of movement.

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows the dressing fitted over the body of a dog.

- (Dwg.1/1)

OPD - 2000-03-30

AN - 2001-452012 [49]

Patent Number: DE20005866U
Publication date: 2001-02-01
Inventor(s):
Applicant(s): NOTH ELISABETH (DE)
Requested Patent: ☒ DE20005866U
Application Number: DE20002005866U 20000330
Priority Number(s): DE20002005866U 20000330
IPC Classification: A61B9/00
EC Classification: A61F13/15B
Equivalents:

Abstract

Data supplied from the **esp@cenet** database - 12



⑮ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 200 05 866 U 1**

⑥ Int. Cl. 7:
A 61 B 9/00


②①	Aktenzeichen:	200 05 866.5
②②	Anmeldetag:	30. 3. 2000
④⑦	Eintragungstag:	1. 2. 2001
④③	Bekanntmachung im Patentblatt:	8. 3. 2001

DE 200 05 866 U 1

⑦③ Inhaber:
Noth, Elisabeth, 61440 Oberursel, DE

⑤④ Spezialverband für Hunde und Katzen mit jeglicher Art von Rumpfverletzung

⑤⑦ Spezialverband für Hunde und Katzen mit jeglicher Art von Rumpfverletzungen, dadurch gekennzeichnet, dass es ein einteiliger Body ist, der aus dehnbarem bis zu 90°C waschbarem Baumwollripp gefertigt ist.
Der Body ist so ausgelegt, dass der Rumpf der Tiere vollständig bedeckt ist. Der Body weist Bündchen im Bereich der Vorder- bzw. Rückläufe auf.
Im Rückenbereich befindet sich ein Klettverschluss. Der Body kann in verschiedenen, den unterschiedlichen Tiergrößen entsprechenden Maßen angefertigt werden.



DE 200 05 866 U 1

30.03.00

-2-

SCHUTZANSPRÜCHE

Spezialverband für Hunde und Katzen mit jeglicher Art von Rumpfverletzungen, dadurch gekennzeichnet, dass es ein einteiliger Body ist, der aus dehnbarem bis zu 90°C waschbarem Baumwollripp gefertigt ist.

Der Body ist so ausgelegt, dass der Rumpf der Tiere vollständig bedeckt ist. Der Body weist Bündchen im Bereich der Vorder- bzw. Rückläufe auf.

Im Rückenbereich befindet sich ein Klettverschluss. Der Body kann in verschiedenen, den unterschiedlichen Tiergrößen entsprechenden Maßen angefertigt werden.

DE 200 05 866 U1

30.03.00

-3-

BESCHREIBUNG

Der Hundebody, der aus dehnbarem, bis zu 90°C waschbarem Baumwollripp gefertigt ist, ist so angelegt, dass der Rumpf der Tiere vollständig bedeckt ist. Er gewährleistet, dass die Tiere, selbst wenn sie unaufbeachtet sind, sich nicht eigenmächtig des schützenden Verbandes entledigen können.

Verletzungen im Rumpfbereich sind bei Hunden und Katzen äußerst schwer zu verbinden. Normale Verbände sind nur unter großem Zeitaufwand an- bzw. abzulegen, zudem lösen sie sich zu schnell, da die Tiere sich naturgemäß nicht vorsichtig bewegen, oder aber aktiv die lästigen und ungewohnten Verbände zerstören. Diese Problematik wird bislang durch festsitzende Tape- Verbände umgangen, die allerdings äußerst umständlich zu wechseln sind und zudem den Heilungsprozess der Wunden erheblich hinauszögern, da sie die Verletzungen völlig luftdicht abschliessen.

Spezielle Rumpferbände, die bislang auf dem Markt angeboten werden, berücksichtigen vor allem das Zeitproblem beim Anlegen, bzw. Wechseln der Verbände. Es sind in der Regel einzelne Stücke Stoff, die mit Hilfe von Gummigurten fest angezurrt werden können. Damit werden Rumpferletzungen jeglicher Art zwar zunächst partiell bedeckt und damit geschützt, allerdings wird der ungeheuren Aktivität, die die Tiere in der Regel entwickeln, um sich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Wunde zu lecken, keine Rechnung getragen. Sie entledigen sich, spätestens wenn sie einige Momente unbeaufsichtigt sind, problemlos des fremden Verbandes, um sich, ihrem Instinkt entsprechend, zu lecken. Dadurch werden allerdings Keime in die Wunden gebracht, die eine Wundheilung erheblich erschweren.

Die gängige Alternative zu den bereits erwähnten Verbänden ist der oft eingesetzte Halskragen, der zwar das Lecken unmöglich macht, für die Tiere aber eine große Behinderung, wenn nicht sogar Qual darstellt.

Der Erfindung des Hundebodys liegt also die Intention zugrunde einen Rumpferverband für Hunde und Katzen zu finden, der gewährleistet, dass die Wunden geschützt sind, ohne luftdicht abgeschlossen zu sein, dass sie geschützt bleiben, auch wenn die Tiere unbeaufsichtigt sind, ohne allerdings ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, und der sich zudem möglichst unkompliziert an- und ablegen läßt. Diese Voraussetzungen erfüllt der Hundebody.

Der Rumpf des Tieres wird mit dem Hundebody nicht nur partiell, sondern vollständig geschützt. Es ist demnach egal, wo sich die Wunde befindet und damit ist der Hundebody universell für jegliche Art von Rumpferletzung einsetzbar. Hochelastische Bündchen, die an den Öffnungen für die Vorder- bzw. Rückläufe angesetzt sind, verhindern verstärkt, dass das Tier durch die Öffnungen an die Wunden gelangen kann. (Zeichnung S.5, B)

Derart geschützt genießen die Tiere dennoch volle Bewegungsfreiheit.

Das verwendete Material, ein extrem elastischer Baumwollripp, bietet zudem weitere Vorteile: er ist luftdurchlässig und damit der Wundheilung dienlich, da sich das Material problemlos bei 90°C waschen läßt, kann es jederzeit vom Tierhalter selbst keimfrei gereinigt werden.

Der Hundebody soll, um eine genaue Paßform zu erreichen, in 6 Größen angefertigt werden, denen die individuellen Maße der Tiere, entsprechend den Eintragungen „a,b,c“ auf der Zeichnung (S.5) zugrunde liegen.

DE 200 05 555 11

30.03.00

-4-


Die möglichst genaue Paßform des Verbandes, die durch die verschiedenen Größen gewährleistet wird, bietet weitere Vorteile des Hundbodys gegenüber herkömmlichen Verbänden.: sie ermöglicht den völligen Verzicht auf Pflaster, die direkt auf der Haut der Tiere angebracht werden.

Damit können nicht nur eventuelle allergische Hautreaktionen der Tiere ausgeschlossen werden, sondern das äußerste schmerzhaft Entfernen der Pflaster kann umgangen werden. Durch den am Rücken befindlichen Klettverschluß (Zeichnung S.5,A) kann der Tierhalter selbst den Spezialverband jederzeit problemlos wechseln und reinigen; die Wunden können dementsprechend regelmäßig und unkompliziert überprüft und gereinigt werden, was wiederum einer schnelleren Heilung dient.

DE 200 05 866 U1

30-03-00


-5-



DE 200 05 866 U1

30.03.00

-5-



DE 200 05 866 U1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.